



A un cumpleaños o a la playa

La batería de **EverGo** dura hasta
8 horas para que pueda llevárselo
a donde usted quiera

PHILIPS

RESPIRONICS

EverGo

concentrador de oxígeno portátil

Donde y cuando usted quiera

Tanto si va a una fiesta de cumpleaños como si se marcha de vacaciones, con el concentrador de oxígeno portátil EverGo será libre todo el día. Las ocho horas que dura su batería le proporcionan una gran flexibilidad para disfrutar de las actividades que le gustan. Vaya a donde usted quiera, cuando usted quiera.

EverGo es ideal para las personas a las que les gusta viajar, ya que cuenta con la aprobación de la FAA* para su uso en aerolíneas comerciales. El cielo ya no es el límite.

* Las políticas relativas a viajes con concentradores de oxígeno varían de una línea aérea a otra. Consulte a su línea aérea antes de viajar con el sistema EverGo.




Viva la vida a su aire



“Con EverGo tengo una excelente calidad de vida. Puedo hacer de todo. EverGo me ha facilitado mucho la vida. Ahora puedo hacer todo lo que quiero”.

Daniela, usuaria de EverGo



“Está clarísimo que EverGo me ha sido de utilidad. Ahora puedo hacer más cosas. Me encanta, ya no podría estar sin él”.

Carlos, usuario de EverGo



“Recomendaría EverGo sin dudarlo, por lo mucho que dura. Es estupendo, y muy fácil de usar”.

Marta, usuaria de EverGo



“Cuando tenía las bombonas apenas podía salir. Ahora, con EverGo, juego al golf sin problemas”.

David, usuario de EverGo

¿Podría usar yo EverGo?

EverGo se usa por prescripción facultativa en pacientes que requieren suplementos de oxígeno. Se puede usar en el domicilio, en centros sanitarios o cuando se está de viaje o fuera de casa. Puede que EverGo no cubra todas las necesidades de oxigenoterapia. Debe consultar a su médico para saber si es adecuado para usted.

Características de EverGo:

- Pesa menos de 4,5 kg
- Capacidad de oxígeno de 1.050 ml/minuto
- Diseño no médico: parece un bolso de transporte normal o una funda de cámara de vídeo
- Silencioso: 43 dBA

Componentes del sistema EverGo:

- Concentrador de oxígeno portátil **EverGo**
- Dos baterías de ión de litio que proporcionan ocho horas de funcionamiento*
- Cables de CA y de CC para cargarlo en casa o fuera
- Carrito con ruedas ligero y plegable
- Bolsa de accesorios
- Manual del usuario

Aprobado por la
FAA para viajes
en avión



* Información basada en 20 respiraciones por minuto con un ajuste normal del dispositivo a 2



Carro móvil personalizado
con asa plegable



Baterías fácilmente accesibles, lo que facilita su cambio y recarga; además, el sistema EverGo se puede utilizar mientras se carga



Interfaz de pantalla táctil, fácil de utilizar: controla todas las funciones del sistema EverGo e indica claramente la duración de la batería y el ajuste prescrito



Bajo mantenimiento: sólo tiene que retirar el filtro para su limpieza

Especificaciones del producto

Características	Especificaciones
Concentración de oxígeno	90% +/- 3%
Dosis de oxígeno administrada en impulsos	Configuración 1 - 6 en incrementos de 0,5
Configuración de la dosis por impulso	1 - 12 ml, 2 - 23 ml, 3 - 35 ml, 4 - 47 ml, 5 - 59 ml, 6 - 70 ml
Peso	4,5 kg con 2 baterías, 3,9 kg con 1 batería
Dimensiones	Longitud: 30,5 cm; anchura: 15,2 cm; altura: 21,6 cm
Duración de la batería	2 baterías = 8 horas (ajuste en 2, 20 BPM) 1 batería = 4 horas (ajuste en 2, 20 BPM)
Tiempo de carga de la batería	2 horas – 1 batería 4 horas – 2 baterías (con la batería totalmente descargada)
Nivel de ruido	Normalmente 43 dBA (ajuste en 2, 20 BPM)
Longitud de la cánula	Máximo 9,1 m
Altitud operativa	Hasta 2.430 m
Alarmas de pureza del oxígeno	Oxígeno bajo al 83%
Alarmas e indicadores	Batería baja cuando quedan 17 minutos de funcionamiento; estado de la batería en la pantalla táctil y en la batería; alarma de no respiración al cabo de 2 minutos; alarma de frecuencia respiratoria alta
Capacidad de oxígeno	1.050 ml por minuto (impulso dosificado)

Información para pedidos

Características	Número de parte
Sistemas del concentrador	
Sistema EverGo con bolso negro, internacional	900-020-02
Sistema EverGo con bolso azul marino, internacional	900-022-02
Accesorios	
Filtro de entrada de aire (envase de 6)	900-150
Bolso EverGo negro	900-123
Bolso EverGo azul marino	900-124
Batería recargable de ión de litio	900-102
Bolsa de accesorios	900-250
Cargador de batería	900-118
Carro móvil	900-100
Cable de alimentación de CC	900-101
Fuente de alimentación de CA	900-105
Nota: un cable de alimentación por separado se puede pedir según el país	
Ampliación de la garantía	
Garantía ampliada de EverGo de 1 año	1038653

Si desea más información sobre EverGo, hable con su proveedor de cuidados a domicilio o visite

evergo.respironics.com.



EverGo
concentrador de
oxígeno portátil

Philips Healthcare
forma parte de
Royal Philips Electronics

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Contacte con nosotros en
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
fax: +31 40 27 64 887

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443
(toll free, US only)

Asia
+852 2821 5888

Respironics Asia Pacífico
+65 6298 1088

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

Respironics Australia
+61 (2) 9666 4444

Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Respironics Europa, Oriente
Medio, África
+33 1 47 52 30 00

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585
(toll free, US only)

Respironics Reino Unido
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics and EverGo are trademarks of Respironics, Inc. and its affiliates,
all rights reserved.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las
especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier
momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable
de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy KB 10/13/09 MCI 4102829 PN 1049769